

Nombre del Dr \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_


Cta. N.º \_\_\_\_\_ Nombre del paciente \_\_\_\_\_  
Nombre Apellido

Dirección/Correo electrónico \_\_\_\_\_ Entregar \_\_\_\_\_

Ver los Tiempos de Trabajo en el Reverso



**INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS** *NOTA: Enviar un modelo de estudio para todos los trabajos que involucren dientes anteriores*



- Se adjunta con el caso:**
- Impresiones  Modelos  Mordida
  - Fotos  Otros: \_\_\_\_\_
- Pruebas:  Sí  No

**SI NO HAY ESPACIO INTEROCCLUSAL**

- Llamar al Doctor  Desgastar el antagonista
- Oclusión en metal  Isla metálica
- Agregar como preferencia



COLOR DEL DIENTE \_\_\_\_\_

DIENTE N.º \_\_\_\_\_

COLOR DEL MUÑÓN \_\_\_\_\_  
(Se requiere para BruxZir Esthetic y IPS e.max)

**DISEÑO DE PÓNTICO**



**INSTRUCCIÓN PARA MARGEN BUCAL**

- Margen de unión metal-porcelana\*
- Margen de porcelana

**CARACTERIZACIÓN OCLUSAL**

- Ninguno  Claro\*
- Mediano  Oscuro

**PILARES PERSONALIZADOS INCLUSIVE**

- Pilar de titanio  Zirconio c/ Ti-Base
  - Preparación de pilar existente
- Sistema de Implantes \_\_\_\_\_
- Diámetro \_\_\_\_\_

**METAL PORCELANA OBSIDIAN**

- No Precioso\*  WHN
- Puente Maryland  YHN (76.6% Au)
- Semi Precioso

**COMPLETAS EN METAL**

- No Precioso  YN (41% Au)
- Semi Precioso (79% Pd)  YHN\* (57.5% Au)
- WHN (45% Au)  YHN (77% Au)

**TODO PORCELANA**

- BruxZir Full-Strength\* (1,150 MPa)  IPS e.max
- ¡NUEVO! BruxZir Esthetic (870 MPa) (se recomienda brindar el color del muñón para restauraciones de menos de 1,5 mm de grosor)

**TCS FLEXIBLE REMOVABLES**

- iFlex  Bilateral  Unilateral
- Karadent  Rosa  Transparente/Rosa

- Totally Natural

- Color \_\_\_\_\_
- Dientes Kenson (Incluidos sin costo extra) \_\_\_\_\_
- Dientes Premium (Aplica cargo extra) Color \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Molde \_\_\_\_\_
- Rodete  Prueba Estética  Procesado

**PLAYSAFE PROTECTORES DEPORTIVOS**

Especificar color (es) en Rx

- Superior\*  Inferior
- Liviano  Mediano\*  Pesado  Pesado Pro

**TEMPORALES**

- Temporales\*  Encerado Diagnóstico
- Temporales con refuerzo metálico (Alambre)

**FÉRULAS DE MORDIDA**

- Superior\*  Inferior  Férula para bruxismo (rígida)
- Férula para bruxismo Comfort H/S\*  Férula para bruxismo blanda

Pegar etiqueta de seguimiento de guía aérea aquí

Firma \_\_\_\_\_  
(ver detalles de garantía limitada en el reverso)

Licencia N.º \_\_\_\_\_

## TIEMPOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO

Tiempo de trabajo en el laboratorio es independiente para cada producto. Los tiempos de trabajo NO están garantizados y NO incluyen fines de semana ni feriados.

Servicios de corona y puente .....	7 días en el laboratorio
BruXZir Solid Zirconia/IPS e.max.....	5 días en el laboratorio
Férulas para bruxismo.....	2 días en el laboratorio
tcs Flexible Removables	
Rodete.....	4 días en el laboratorio
Prueba Estética.....	4 días en el laboratorio
Procesado .....	4 días en el laboratorio

Para programar la recolección del caso en el consultorio,  
llamar al **800-278-9947**.

## LOS PILARES PERSONALIZADOS DE TITANIO Y ZIRCONIO C/TI-BASE SON COMPATIBLES CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE IMPLANTES

BIOMET  
3i™  
Certain®\*

CAMLOG®  
SCREW-LINE®\*

Dentium®  
Implantium®†  
SimpleLine® II†  
SuperLine®†

DENTSPLY Implants  
ANKYLOS® C/X\*  
ASTRA TECH Implant System®\*

Glidewell Direct  
Hahn™ Tapered Implant System†  
Inclusive® Tapered Implant System†

HIOSSEN®  
HG System\*†

Keystone Dental  
PrimaConnex®†

MegaGen  
AnyRidge® Implant System\*†

Neoss®  
Neoss® Implant System†

Nobel Biocare  
Brånemark System® RP\*  
NobelActive®\*\*  
NobelReplace®\*

Straumann®  
Bone Level\*  
Tissue Level\*

Sweden & Martina  
Premium†  
Shelta†

Zimmer Dental  
Screw-Vent®\*

\*Fabricado con componentes Inclusive®. †Fabricado con componentes de la fabrica con equipo original. Inclusive es una marca registrada de Prismatic Dentalcraft, Inc. Hahn Tapered Implant es una marca de Prismatic Dentalcraft, Inc. Las marcas restantes pertenecen a sus respectivos propietarios. Para sistemas de implantes Dentium, solo están disponibles los pilares personalizados de titanio.

## INFORMACIÓN DE TÉRMINOS Y GARANTÍA

Aceptamos las tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD y DISCOVER.

**TÉRMINOS:** Todas las cuentas se deben pagar dentro de los 15 días de la fecha del resumen de cuenta. **Las cuentas que no fueran pagadas dentro de los plazos establecidos serán consideradas COD y se les aplicará un cargo por mora del 2 por ciento sobre el saldo impago.** Los precios pueden ser modificados sin previo aviso. Se debe adjuntar la receta con el envío del estuche original.


**GARANTÍA LIMITADA/LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD** Glidewell Costa Rica ("el laboratorio") garantiza que todos los dispositivos dentales ("dispositivo") se elaboran de conformidad con sus especificaciones y aprobación con el convencimiento de que el dispositivo será útil y NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ENTRE ELLAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO. Sujeto a la devolución de un dispositivo que presenta fallas una vez colocado, el laboratorio reparará o reemplazará el dispositivo sin cargo por el costo del material y la mano de obra o bien reintegrará el precio original pagado, a opción del laboratorio, según se indica a continuación: (1) pilares de implantes atornillados hasta 20 años (que incluye el reemplazo de un dispositivo fabricado por el laboratorio y fijado a dichos pilares que incluye un implante dental Inclusive® Tapered (cónico) de titanio a pedido sin cargo adicional); (2) prótesis de porcelana sobre metal, solo de cerámica, solo de metal tipo inlay, outlay de una sola pieza y corona definitiva de compuesto de resina, y coronas atornilladas y barras de implante, hasta siete años; (3) puentes de compuesto de resina (a excepción de los puentes Maryland e inlay/onlay) hasta cinco años, (4) placas y férulas termoformadas en el caso de que la falla se deba a defectos del material o la mano de obra, prótesis provisionales, puentes de compuesto de resina Maryland e inlay/outlay hasta seis meses; (5) todos los demás dispositivos hasta 30 días si la falla se debe a defectos del material o la mano de obra. Esta garantía es exclusiva para su beneficio, no es transferible y no se extiende a los pacientes. Usted se compromete a pagar todos los demás costos de ajuste, reparación y reemplazo de un dispositivo. A excepción de lo prohibido expresamente por la ley, el laboratorio NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS RELACIONADOS CON EL USO DE UN DISPOSITIVO, SEAN ESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, sea cual fuere la teoría invocada, entre ellas, de garantía, contractual, de negligencia o de responsabilidad estricta, y en los casos en que esta exención de responsabilidad no esté permitida por la ley, la duración de la garantía implícita se limita a 90 días contados a partir de la fecha de entrega. En caso de controversia y ante la imposibilidad de una solución amigable, las partes acuerdan renunciar a las demandas colectivas en favor de un arbitraje individual obligatorio de todos los reclamos que surjan respecto de esta garantía de conformidad con las leyes del estado de Costa Rica. El laboratorio no garantiza el desempeño de transportistas independientes.



**DENTISTAS:** No se aplicará ningún cargo por una recolección y una entrega por caso.  
A los envíos adicionales para rasurar, pruebas de biscocho, pruebas de estructura, cambios de color y articuladores sobredimensionados se les aplicará un cargo.


## GUÍA PARA LA PREPARACIÓN

### ANTERIOR: OBSIDIAN FUSED TO METAL




- A. Reducción incisal de 2 mm
- B. Reducción de tercio medio de 1,5 mm
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

### POSTERIOR: OBSIDIAN FUSED TO METAL




- A. Reducción incisal de 2 mm
- B. Reducción del tercio medio de 1,5 mm
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

### BRUXZIR ESTHETIC



- A. 1,25 mm reducción ideal (0,7 mm mínimo)
- B. Se prefiere márgenes chamfer o de hombro
- C. Paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. Preparación debe ser cortado en tres planos

### BRUXZIR FULL-STRENGTH



- A. 1,0 mm reducción ideal (0,6 mm mínimo)
- B. Se prefiere márgenes chamfer o de hombro. Borde biselado aceptable
- C. Paredes bucal y lingual deben ser convergentes
- D. Preparación debe ser cortado en tres planos